

SACCO RECUPERO SALME MONOUSO art. SAC001



Immagine rappresentativa del prodotto

Sacco per recupero salme, monouso.

Di colore verde, con interno cerato e dotato di quattro maniglie e una cerniera.

CARATTERISTICHE

Dato		Unità Di misura	Valore	Note
Dimensione geometriche <i>(escluso ingombri maniglie)</i>		cm.	215x80	-
Materiale sacco e maniglie	<i>Tipo</i>	-	TNT	-
	<i>Composizione</i>	-	PP+PE	-
	<i>Grammatura</i>	gr./m ²	65	-
	<i>Colore</i>	-	Verde	-

PVS SpA

20060 CASSINA DE PECCHI (MI)
Via Leonardo da Vinci, 18

+39 029160011
+39 0291600310
+39 0291600149

Email: info@pvs-spa.it Web: www.pvs-spa.it

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153
cap.soc. Euro 619.748,28 i.v.
Reg.imprese MI n. 215184
R.E.A. MI n. 1103165

SISTEMI E PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO E LA RIANIMAZIONE

Maniglie di presa	<i>Quantità</i>	-	4		-
	<i>Dimensione</i>	cm	4,5x18		-
Cerniera	<i>Quantità</i>	-	1		-
Tasca porta documenti	<i>Quantità</i>	-	-		-
	<i>Dimensione</i>	cm	-		-

Suscettibile di variazioni

Essendo il suddetto articolo costituito in materiale sintetico, se conservato in ambienti chiusi e non umidi, è da considerarsi non deperibile.

PVS SpA

20060 CASSINA DE PECCHI (MI)
Via Leonardo da Vinci, 18

+39 029160011
+39 0291600310
+39 0291600149

Email: info@pvs-spa.it Web: www.pvs-spa.it

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153
cap.soc. Euro 619.748,28 i.v.
Reg.imprese MI n. 215184
R.E.A. MI n. 1103165