



# FAZZINI

Your Health is Our Aim

Fazzini srl  
S.S Padana Superiore, 317-20055  
Vimodrone-Milano-ITALY  
Tel 022651521- Fax 0226515221  
info@fazzini.it - www.fazzini.it

## SACCHE MONOUSO DA 1 E 2 LITRI

05TD0852 1000 ML

05TD0405 2000 ML



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto monouso e non sterile.

- Test applicabili: I seguenti standard sono stati applicati ai prodotti.

I prodotti hanno superato con successo tutti i test.

- ISO 10079-3 (05PT0104) Test di shock meccanico (1m)

- ISO 10079-3 (05PT0104) Test di tenuta del vuoto

- 05PT0104 Test di fatica

- ISO 10079-3 (05PT0104) Capacità e volume utilizzabile del prodotto

- 05PT0104 Test di adattamento del prodotto

- ISO 10079-3 (05PT0104) Test di aspirazione dei liquidi

- 05PT0104 Test della forza di rimozione

- 05PT0104 Test di rottura delle maniglie

- ASTM D 5276 98 (05PT0003) Test di caduta

- Le dimensioni critiche sono determinate in base al DoE e controllate secondo la norma ISO 13485:2016, ecc.

### ACCESSORI A RICHIESTA



Adattatore completo per vasi Fazzini

### COMPONENTI:

Connettore paziente

Liner di aspirazione Coperchio

Fodera

Filtro idrofobico

Tappo per porta campione

### DESTINAZIONE D'USO

Il Sistema di Aspirazione viene utilizzato per aspirare vari fluidi corporei e/o secrezioni dai pazienti durante il trattamento medico in modo igienico. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato da operatori sanitari specializzati in sale operatorie, unità di terapia intensiva, stanze dei pazienti. Il dispositivo non ha alcun contatto con il corpo umano.

### STOCCAGGIO

I prodotti devono essere conservati in un ambiente chiuso, asciutto e caldo.

I prodotti devono essere protetti da ambienti umidi, sporchi e polverosi.

Il prodotto è monouso.

### SHELF LIFE

La durata di conservazione delle sacche di aspirazione è di 5 anni.

### SMALTIMENTO

I prodotti devono essere smaltiti in conformità alla politica di smaltimento dell'ospedale.