

RP770

Ausilio per WC

Destinazione d'uso

Ausilio per WC adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Ausilio per WC smontabile, regolabile in altezza, agevola il sedersi ed il sollevarsi del paziente. Struttura in alluminio anodizzato Ø 2,5 cm. Utile come ausilio per sedersi e alzarsi dal wc. Adattabile ad ogni tipo di WC. Gambe regolabili in altezza, puntali in gomma antiscivolo.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31058
Codice di classificazione CND	Y091215
Repertorio dei Dispositivi Medici	1378187

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Braccioli	Polietilene

DIMENSIONI

Base	58 - 63 x 49 Cm
Altezza	70 – 82,5 Cm