

**05005 DELTA LEG N**

Il Delta Leg è un dispositivo non invasivo per la valutazione della eterometria degli arti inferiori in scarico.

Consiste di una barra su cui sono applicate due pedane ortogonali: una è fissa e funge da riferimento, la seconda è mobile lungo l'asse longitudinale della barra ed è dotata di un puntatore; quest'ultimo indica il valore numerico della eterometria, positivo o negativo, su di una scala posta sulla superficie superiore della barra, con il valore "zero" corrispondente alla pedana di riferimento.

Il manuale (cod. 01462) viene fornito con il dispositivo.



05005 - DELTA LEG N

Altre immagini dell'articolo

