

01218 FOX I

Deambulatore per bambini più alti, in alluminio, verniciato multicolore, pieghevole, con quattro ruote, due dotate di freni. Regolabile in altezza, cinque posizioni.



01218 - FOX I

Specifiche tecniche e dimensioni

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Portata max : | 100 kg |
| Peso : | 6,3 kg |
| Larghezza : | 57,5 cm |
| Maniglie regolabili in altezza : | 69 ÷ 77 h cm |

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ENGLISH

Manuale Istruzioni - 01218 - Manuale istruzioni  .pdf 379.88 KB

DOCUMENTI IN ITALIANO

Manuale Istruzioni - 01218 - Manuale istruzioni  .pdf 380.16 KB

DOCUMENTI IN ALL LANGUAGES

Dichiarazione conformità - 01218 - FOXI -
Dichiarazione conformità  .pdf 61.37 KB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata