



## DIMENSIONI

Larghezza	mm	530
Profondità	mm	280
Altezza	mm	1150
Peso	Kg	22
Dimensione base	mm	370x270

## CARATTERISTICHE GENERALI

- /// Bilancia meccanica a stativo con scala a cursore

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- /// Piattaforma Con ruote
- /// Portata max 200 kg
- /// Portata min 2 kg
- /// Divisione: 100 g
- /// Tara 2,2 kg
- ///
- ///
- /// Approvazione CE: Classe III sec. Direttiva CEE 93/42

## SPECIFICHE

BILANCIA PESA PERSONE A ROMANO IN CLASSE DIPRECISIONE METROLOGICA III  
Dispositivo medico classe I con funzione di misura