

RP755T
Deambulatore smontabile con appoggio antibrachiale.
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore smontabile sottoascellare realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio antibrachiale regolabile in altezza con impugnature regolabili in inclinazione e larghezza. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE








Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	12419
Codice nomenclatore DM332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Verniciato
Appoggio antibrachiale	Polipropilene

PESO E DIMENSIONI								
Peso	11 Kg. ca							
Ruote	10 Cm							
MISURE								
							Spazio utile	
RP755T Smontabile	79 cm	48 cm	82 cm	98 cm	104-133 cm	66 cm	interno 46 cm tavolino 42 cm	130 kg
ACCESSORI								
RP757	<i>Sedile</i>							
RP759/1	<i>Tavolino imbottito regolabile</i>							
RV7115	<i>Barre d'appesantimento</i>							

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm