

## Spencer 427

Sedia portantina a quattro ruote con braccioli



Spencer 427 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

### Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
4 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento
Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
Pieghevole per ridurre gli ingombri
Struttura robusta e leggera
Poggiapiedi e braccioli per migliorare la stabilità e il comfort del paziente
Ruote anteriori con freno del rotolamento e dell'asse

### Accessori di serie

ST00423A	Coppia cinture sedia 420/425
----------	------------------------------

### Accessori opzionali

ST30451	STAFFA DI FISS. SEDIE 450-5/420-5 IN POSIZ.CHIUSA
ST36452E	FISSAGGIO SUPERIORE C/TENDITORE PER SEDIE PORTANTI

### Dati tecnici

Altezza	1200 ± 10mm
Larghezza	490 ± 10mm
Lunghezza c/manici chiusi	680 ± 10mm
Lunghezza c/manici aperti	1180 ± 10mm
Spessore ripiegata	210 ± 10mm
Ruote posteriori	Ø125 mm
Ruote anteriori	Ø100 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	11 kg ± 0,3
Portata	150 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 427 SILVER 4 RUOTE  
C/BRACCIOLI  
ST11425A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	93519

Rev.3 (02/04/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)