

Disposable Nasal Speculum

INSTRUCTIONS FOR USE



Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

R_x ONLY

**MADE IN
THE U.S.A.**



Bionix LLC
1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421
Fax: +1 800.455.5678
www.Bionix.com

**Importer, Importeur, Importör,
Importador, Importateur,
Εισαγωγέας, Importeur,
Maahantuojaja, Importatore:**



MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

This manual applies to the **REF** numbers indicated below:

#9878 - 20 per Box

#9877 - 48 per Box



©2021 Bionix LLC | 1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537 | United States
Phone: 800.551.7096 | Fax: 800.455.5678
Email: bionix@bionix.com
www.bionix.com | RM95-0028 | Rev. D

ITALIANO (ITALIAN)

SPECULUM NASALE MONOUSO - ISTRUZIONI PER L'USO

Uso previsto: lo Speculum nasale monouso è stato progettato per esaminare in modo diretto la parte anteriore del naso.

Indicazioni per l'uso: lo Speculum nasale monouso è indicato per l'uso nella diagnosi, nell'estrazione di corpi estranei e nell'esecuzione del tampone nasale da parte di operatori sanitari su tutte le popolazioni di pazienti.

Istruzioni:

Per l'utilizzo, afferrare comodamente lo Speculum nasale monouso con una mano. Posizionare il paziente in modo da permettere l'accesso corretto e un'illuminazione adeguata. Inserire delicatamente la punta dello Speculum nasale monouso nelle narici del paziente, con le lame in posizione "chiusa". Comprimere lentamente l'impugnatura per allargare le lame dello Speculum nasale monouso e aprire le narici. Fermarsi appena si ottiene un'esposizione idonea.

⚠ ATTENZIONE: interrompere l'uso dello Speculum nasale monouso se il paziente avverte dolore oppure in presenza di traumi al naso o alla mucosa nasale.

⚠ AVVERTENZA: rischio di contaminazione crociata. Non riutilizzare lo Speculum nasale monouso poiché potrebbe diffondere la contaminazione da un paziente all'altro.

Comunicazioni sul dispositivo medicale:





















Avviso a utenti e/o pazienti nell'UE: eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere comunicati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.

Benefici clinici: indicati nell'uso previsto.

Controindicazioni: non vi sono controindicazioni assolute relative all'uso dello Speculum nasale monouso.

Rischio residuo: sebbene il rischio associato all'uso di questo prodotto sia stato ridotto il più possibile, non si possono scongiurare completamente i potenziali danni al paziente o all'utente derivanti dai seguenti fattori:

- Danni da rischi meccanici
- Danni da uso improprio o errore d'uso
- Danni di origine imprevista

	Dispositivo medicale		Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata
	Produttore		Non riutilizzare Dispositivo monouso
	Data di produzione		Singolo paziente-uso multiplo
	Data di scadenza		Consultare le istruzioni per l'uso (IFU)
	Codice lotto		Attenzione
	Numero di riordino		Avvertenza
	Numero di serie		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Sterilizzato mediante radiazioni		Conformità europea
	Non risterilizzare		Solo su prescrizione o "Per l'uso da parte di medici autorizzati o su prescrizione medica"
	Non sterile		Limite di temperatura