

DRY STERIL 1

Sterilizzatrice aria calda 1,5 lt.



Linea
“ tecnomedica ”

Dispositivo Medico Classe IIB
Medical Device Class IIB

Hot air sterilizer 1,5 lt. – Stérilisateur à air chaud 1,5 lt. - Esterilizadora al seco 1,5 lt.

*Le immagini raffigurate non sono vincolanti per l'azienda che si riserva il diritto di apportare
modifiche estetiche e tecniche senza alcun preavviso*

All pictures are not binding on firm. The company reserves the right to make aesthetical and technical changes without notice

DRY STERIL 1

STERILIZZATRICE ARIA CALDA 1,5 LT.

La sterilizzatrice automatica ad aria calda Dry Steril 1 è un prodotto di alta qualità.

E' nata per soddisfare l'esigenza di un'apparecchiatura molto compatta pur mantenendo la stessa efficacia e sicurezza dei modelli di maggiori dimensioni. La camera, le pinze ed il coperchio sono in acciaio inox. Doppio termostato per il controllo della temperatura. Un isolamento in fibra di vetro ad alta densità, limita le dispersioni di calore riducendo al minimo gli interventi della resistenza.

DRY STERIL 1

STERILISATEUR A AIR CHAUD 1,5 LT.

Le stérilisateur automatique à air chaud Dry Steril 1 est un produit de haute qualité. Il est né pour satisfaire l'exigence d'un appareillage très compacte qui puisse garder en même temps l'efficacité et la sûreté des modèles de majeures dimensions. La chambre intérieure, les pinces et le couvercle sont en acier inox brillant. Deux thermostates contrôlent la limite de température. Et un isolement en fibre de verre à haute densité limite la dispersion de chaleur et réduit au minimum les interventions de la résistance.

DRY STERIL 1

HOT AIR STERILIZER 1,5 LT.

The hot air automatic sterilizer Dry Steril 1 is an high quality product. It was born to satisfy the exigency of very compact device, maintaining the same efficacy and safety of bigger dimensions' models.

Internal chamber, pliers and cover made in shiny stainless steel.

Double thermostat to control the temperature.

An insulation of fibre glass with high density limits the loss of heat, reducing the resistance's work.

DRY STERIL 1

ESTERILIZADORA AL SECO 1,5 LT.

La esterilizadora automática a aire caliente Dry Steril 1, es un producto de alta calidad. Ha nacido para satisfacer las exigencias de un aparato muy compacto, incluso manteniendo la misma eficacia y seguridad de los modelos de mayores dimensiones. La cámara, las pinzas y la cubierta son de acero inoxidable brillante.

Doble termostato para el control de la temperatura. Tiene un aislamiento en fibra de vidrio de alta densidad, que reduce la dispersión del calor reduciendo al mínimo las intervenciones de la resistencia.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS**

Capacità / Capacité / Capacity / Capacidad

1,5 lt.

Termostato / Thermostate / Thermostat

Regolabile a capillare 0÷200°C
Réglable à capillaire 0÷200°C
Regulator with capillary tube 0÷200°C
Regulable a capilar 0÷200°C

Temporizzatore / Temporisateur / Timer / Temporizador

Meccanico 0÷120 min. + posizione manule
Mécanique 0÷ 120 min. + positionnement manuel
Mechanical type 0÷120 min. + manual position
Mecánico 0÷120 min. + posición manual

Assorbimento / Consommation / Absorbed power / Potencia absorbida

250 Watt

Alimentazione / Alimentation / Current supply / Alimentation de red

230 Volt - 50 Hz.

Fusibile / Fusible / Fuse

1 A

Misure interne / Mesure interieure / Internal size / Medida internas

cm. 24,5 x 12 x 5 approx.

Ingombro / Encombrement / Overall size / Dimensiones externas

cm. 32 x 22 x 21 approx.

Peso / Poids / Weight

kg. 4,3 approx.

FAST Assembler S.r.l.

Via San Domenico, 11/13 - 20010 Bareggio (Milano) Italy - Tel. + 39 02 90360728 Fax + 39 02 902877

<http://www.fastassembler.com> E-Mail: segreteria@fastassembler.com