

**OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO**  
**X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH**  
**LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES**  
**GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS**  
**ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS**  
**X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST**  
**X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG**  
**X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE**  
**X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR**  
**X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON**  
**X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE**  
**GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA**  
**BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ**  
**X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ**  
**GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI**  
**NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE**  
**OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE**  
**ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ**  
**X5-PRO GOGGLES - ANΘEKTIKA ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ**  
**شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن**

**REF** GDG01 (Gima 25257 - 25258)

**Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd**  
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,  
318020 Zhejiang China  
www.chinagongdong.com  
Made in China



**ZOUSTECH S.L.**  
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,  
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται  
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /  
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت سا :

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**Istruzioni per l'uso**

Modello: Tipo Ordinario

Rev. A/1 Data di entrata in vigore: Aprile 2020

**Descrizione:**

Gli occhiali isolanti per uso medico sono finalizzati a creare una barriera fisica che separi gli occhi dall'area immediatamente circostante. Questo dispositivo impedisce a schizzi di goccioline o liquidi di entrare a contatto con l'utente. Gli occhiali isolanti per uso medico sono di tipo monouso.

**Indicazioni per l'uso:**

Protezione degli occhi e delle relative membrane mucose da schizzi, spruzzi, getti di liquidi corporei.

**Controindicazioni:**

Nessuna.

**Effetti collaterali del prodotto:**

Questo prodotto non ha effetti collaterali.

**Avvertenze:**

1. Non usare se i componenti mostrano segni di danneggiamento.
2. Non esporre i componenti a temperature superiori a quelle specificate sull'etichetta dell'imballaggio.
3. Smaltire il prodotto come rifiuto a rischio biologico, in conformità ai protocolli vigenti presso l'istituzione

**Funzionamento:**




Estrarre gli occhiali dall'astuccio di protezione, accertarsi che siano in buone condizioni, regolarne le aste telescopiche in una posizione comoda e indossarli ponendoli sulle orecchie

**Conservazione:**

Conservare il prodotto in un luogo asciutto ad una temperatura di 0-30°C.

Tenere lontano dalla luce del sole.1.

**Spiegazioni dei simboli:**

	Data di scadenza		Dispositivo monouso, non riutilizzare
	Numero di lotto		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Data di fabbricazione		Conservare al riparo dalla luce solare
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2016/425		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Fabbricante		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Codice prodotto		

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

**DPI CE di Cat. II rilasciato da:**

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Ente notificato 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlino, Germania

in conformità all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 - Norma armonizzata EN 166: 2001 Direttiva 2001/95/CE